



Rundum
gut versorgt.



Ihr bundesweiter
Spezialist und
HomeCare Partner
rund um das Blasen-
und Darmmanage-
ment.



Umfassendes
Sortiment an uro-
logischen Medizin-
produkten sowie
ableitender Inkon-
tinenz, ISK und TAI.

Produktkatalog



www.mpf-medical.de

HERZLICH WILLKOMMEN BEI DER MPF

Firmenprofil

Service für Sie, der uns auszeichnet.

Die MPF hat sich seit 2005 zu einem bundesweiten Spezialisten und HomeCare-Partner für die Patientenversorgung rund um das Blasen- und Darmmanagement sowie onkologischer Medizinprodukte entwickelt.

Examierte Anwendungs- und Medizinprodukteberater engagieren sich bundesweit für eine bestmögliche Patientenversorgung rund um das ...

- Blasenmanagement - Intermittierender Katheterismus, Transurethrale und Suprapubische Dauerkatheter, Urindrainagesysteme und -beutel sowie Haltesysteme, Urinalkondome
- Darmmanagement - Transanale Irrigation, Analtampons
- Onkologische Versorgung zur Karzinomdiagnostik und Applikationshilfen – Biopsienadeln, Portnadeln

Mit einer hohen Produktqualität, kompetenter Beratung und Einweisung sowie einem umfassenden Serviceangebot kümmert sich die MPF in engem Austausch mit Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Angehörigen um eine bestmögliche Versorgung der Betroffenen.

Am Unternehmenssitz in Wees bei Flensburg sind unter anderem das Rezeptmanagement, der Kundenservice, das eigene Lager sowie das Produkt- und Qualitätsmanagement ansässig.



Unser Qualitätssicherungssystem ist als fester Bestandteil sämtlicher betrieblicher Abläufe Grundlage für unsere Zertifizierung gemäß DIN EN ISO 9001:2015. Unser Qualitätsverständnis spiegelt sich auch in den laufenden betrieblichen Investitionen wider. Eine exklusiv für unser Haus entwickelte Softwarelösung ermöglicht uns z. B. die Verfolgung jedes einzelnen Artikels vom Wareneingang bei uns, über die Lagerhaltung, bis hin zum einzelnen Anwender. Für unsere Kunden bedeutet dies ein Höchstmaß an Sicherheit.

Qualitätsmanagement in der Praxis – einfach, schnell, zuverlässig.

Qualitätsmanagement in der Arztpraxis ist seit 2004 gesetzlich vorgeschrieben! Unser erfahrenes und kompetentes QM-Team unterstützt Sie bei der Erstellung oder Aktualisierung Ihrer QM-Dokumentation, führt Praxisbegehungen durch und berät Sie hinsichtlich der Anforderungen von Prüfbehörden. Wir haben mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau von QM-Systemen sowohl in Arztpraxen als auch MVZ.

Sprechen Sie uns an: Kristin Matthes, km@mpf-medical.de, Mobil: 01 51/14 79 72 49.

ONLINE-Zugang – einfach und sicher.



Über einen internet-basierten, passwortgeschützten Zugang können sich Praxen, Pflegeheime und -dienste mit einem Klick auf das MPF-System nicht nur einen Überblick über die Versorgungssituation ihrer Patienten verschaffen, sondern aktiv ihr Rezeptmanagement für die Hilfsmittelversorgungen gestalten. Einfach und absolut sicher.

Alles Weitere zur MPF finden Sie unter www.mpf-medical.de.

Inhaltsverzeichnis

	Einleitung	Seite 3
	Inhaltsverzeichnis	Seite 4/5
	Katheterleitfaden	Seite 6
CARE FLOW	Transurethrale Katheter	
	Nelatonspitze, 100% Silikonkatheter	Seite 7
	Nelatonspitze, <i>SOFT</i> 100% Silikonkatheter	Seite 8
	Nelatonspitze, <i>integral</i> 100% Silikonkatheter + Stopfen	Seite 9/10
	Nelatonspitze, BLUECATH <i>integral</i> 100% Silikonkatheter + Stopfen	Seite 11/12
	Nelatonspitze, Silikonelastomerkatheter	Seite 13
	Tiemannspitze, 100% Silikonkatheter	Seite 14
	Flötenspitze, 100% Silikonkatheter	Seite 15
	Couvelairespitze, Silikonelastomerkatheter	Seite 16
	Nelatonspitze, PVC Frauen + Männer, Einmalkatheter	Seite 17
CARE FLOW	Spülkatheter	
	Nelatonspitze, 100% Silikonspülkatheter	Seite 18
	Dufourspitze, 100% Silikonspülkatheter	Seite 19
	Couvelairespitze, 100% Silikonspülkatheter	Seite 20
	Mercierspitze, 100% Silikonspülkatheter	Seite 21
CARE FLOW	Suprapubische Katheter	
	zentral offen, Unibal 100% Silikonkatheter, <i>integral</i> Ballon	Seite 22
	zentral offen, 100% Silikonkatheter <i>integral</i> Ballon, mit Stopfen	Seite 23
	zentral offen, 100% Silikonkatheter <i>integral</i> Ballon, mit Stopfen	Seite 24
	zentral offen, Unibal 100% Silikonkatheter, <i>integral</i> Ballon, kurz	Seite 25
	zentral offen, BLUECATH 100% Silikonkatheter <i>integral</i> Ballon, mit Stopfen	Seite 26
	zentral offen, 100% Silikonkatheter <i>blue, integral</i> Ballon, mit Stopfen	Seite 27
	zentral offen, BLUECATH 100% Silikonkatheter, <i>integral</i> Ballon, mit Stopfen, kurz	Seite 28
	Dilatationsspitze, BLUECATH 100% Silikonkatheter, <i>integral</i> Ballon, mit Stopfen	Seite 29
	Punktionsset, Unibal	Seite 30
	Wechselset, Unibal	Seite 31
Führungsdrähte	Seite 32	
CARE FLOW	Nephrostomie	
	100% Silikonkatheter, <i>integral</i> Ballon	Seite 33
CARE SET	Katheterwechselset	
	Comfort + Comfort Eco	Seite 34
	Katheterventile	
	CARE FLOW, CareVent®	Seite 35
	MiroValve®, UROMED	Seite 36
	Inkontinenz Zubehör	Seite 37
	Urinalkondome	
	CARE CON comfort / Typ I Urinalkondom	Seite 38
	CARE CON special / Typ II Urinalkondom	Seite 39
	CARE CON active / Typ III Urinalkondom	Seite 40
	Coloplast Optima	Seite 41
	Intermittierender Katheterismus	
	CARE CATH <i>flex</i> IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm	Seite 42
	CARE CATH <i>flex</i> IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm	Seite 43
	Curan Lady & Man	Seite 44
	Curan Complete & Closed	Seite 45

Inhaltsverzeichnis

	Coloplast SpeediCath® Compact und Compact Plus	Seite 46
	Coloplast SpeediCath® Compact Eve und Compact Set, Frauen	Seite 47
	Coloplast SpeediCath® Compact / Compact Set, Männer	Seite 48
	Coloplast SpeediCath® Flex / Set	Seite 49
	Hollister Infyna Chic™ / Infyna Plus™	Seite 50
	Hollister Vapro™ mit Einführspitze und Auffangbeutel	Seite 51
	Wellspect/Lofric® Elle™ und Sense™	Seite 52
	Wellspect/Lofric® Origo™ Sleeve	Seite 53
	Wellspect/Lofric Origo™ Flexible	Seite 54
	Wellspect/Lofric® Primo™	Seite 55
	Teleflex®/Medical Service Liquick X-treme und Liquick X-treme Plus	Seite 56
	CARE FLOW Urindrainagesysteme	
	UB 4000 Geschlossenes Urindrainagesysteme, steril	Seite 57
	UB 2000 Geschlossenes Urindrainagesysteme, steril	Seite 58
	UB 2000S Geschlossenes Urindrainagesysteme, CARE FLOW BAG	Seite 59
	UB 2000A Bettbeutel, steril	Seite 60
	UB 2000E Einmalbettbeutel steril + UB 2000US Einmalbettbeutel, unsteril	Seite 61
	UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500 USo Einmalbeutel ohne Ablass, unsteril	Seite 62
	UB 1000 Urindrainagesysteme Tag + Nacht, steril	Seite 63
	UB 750 + UB 750US 1-Kammer Beinbeutelsysteme, steril / unsteril	Seite 64
	UB 750F + UB 750UF 1-Kammer Beinbeutelsysteme, steril / unsteril	Seite 65
	UB 750A 1-Kammer Beinbeutelsysteme, steril	Seite 66
	UB 500 + UB 500US 3-Kammer Beinbeutelsysteme steril / unsteril	Seite 67
	CARE FLOW Kinderversorgung	
	KB1000 Geschlossenes Urindrainagesystem für Kinder	Seite 68
	UB210 1-Kammer Urinbeutel	Seite 69
	CARE FIX Halterungen für Urindrainagesysteme	
	Kletthaltebänder Premium-Set Universal, mit und ohne Knöpfe	Seite 70
	Kletthalteband Universal und Premium	Seite 71
	Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche	Seite 72
	Stulpe	Seite 73
	Unterschenkelstulpe	Seite 74
	Einbeinhose Premium	Seite 75
	CARE TAI Transanale Irrigation	
	Qufora® IrriSedo MiniGo und IrriSedo Flow	Seite 76/77
	Qufora® IrriSedo Klick	Seite 78
	Coloplast Peristeen® Light	Seite 79
	Coloplast Peristeen® Plus System (Ballon- und Konuskatheter)	Seite 80/81
	Wellspect® Navina Mini®	Seite 82
	Wellspect® Navina Smart	Seite 83
	Wellspect® Navina Classic-System und Navina Small	Seite 84/85
	CARE DRESS Verbandstoffe	
	Suprapubisches Verbandset / Schlitzkompressen	Seite 86
	Abdominales PEG Verbandset / Schlitzkompressen	Seite 87
	Biopsiegeräte und -nadeln	
	Einmal-Biopsiegerät	Seite 88
	Stanzbiopsienadeln + Chiba-Nadeln	Seite 89
	Kontakt	Seite 91

KATHETER ABC

Katheterleitfaden




1 Charriere (CH) = 1 French (FR) = 0,33mm

Wir führen Katheter aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Spezifikationen, um allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Darunter sind Katheter aus Vollsilikon und Silikonelastomer zur Langzeit-drainage, aber auch Latexkatheter zur Kurzzeitdrainage.


Klassische Kathetermaterialien in der Dauerkatheterversorgung



Vollsilikon



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikon-ummantelung



Latex nur für die kurz-fristige Versorgung, bis max. 5 Tage

Klassische Katheterspitzen für die transurethrale und suprapubische Harnableitung




Nelatonspitze



Tiemannspitze



zentral offen




Dilatationsspitze




Couvelairespitze



Mercierspitze



Dufourspitze



Flötenspitze


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100 % Silikonkatheter, Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Ballonvolumen: 03-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	27 cm	01/01/11/06/03/GHC	01150196
CH 08	05 ml	27 cm	01/01/11/08/05/GHC	01150204
CH 10	05 ml	27 cm	01/01/11/10/05/GHC	01150210
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/11/12/10/GHC	01150368
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/11/14/10/GHC	01150374
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/11/16/30/GHC	01150380
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/11/18/30/GHC	01150397
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/11/20/30/GHC	01150428
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/11/22/30/GHC	01150434
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/11/24/30/GHC	01150440
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/11/26/30/GHC	01150457

HMN: 15.25.15.6136


Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale SOFT 100% Silikonkatheter, Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr hoher Tragekomfort durch Soft-Silikonmaterial des Katheterschaftes.
- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



Ballonvolumen: 03-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	31 cm	01/01/01/06/03/GHC	17883185
CH 08	05 ml	31 cm	01/01/01/08/05/GHC	17883216
CH 10	05 ml	31 cm	01/01/01/10/05/GHC	17883222
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/01/12/10/GHC	17883239
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/01/14/10/GHC	17883251
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/01/16/30/GHC	17883268
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/01/18/30/GHC	17883274
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/01/20/30/GHC	17883280
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/01/22/30/GHC	17883297
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/01/24/30/GHC	17883305
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/01/26/30/GHC	17883311

HMN: 15.25.15.6044

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale integral 100% Silikonkatheter, Nelaton, Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 08 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den integral Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze, integral Ballon



Ballonvolumen: 03-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	03 ml	33 cm	01/01/23/08/03/GHC	10198003
CH 10	03 ml	33 cm	01/01/23/10/03/GHC	10198026
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/23/12/05/GHC	10198032
CH 14	05 ml	40 cm	01/01/23/14/05/GHC	10198049
CH 16	10 ml	40 cm	01/01/23/16/10/GHC	10198055
CH 18	10 ml	40 cm	01/01/23/18/10/GHC	10198061
CH 20	10 ml	40 cm	01/01/23/20/10/GHC	10198078
CH 22	10 ml	40 cm	01/01/23/22/10/GHC	10198084
CH 24	10 ml	40 cm	01/01/23/24/10/GHC	10198090
CH 26	10 ml	40 cm	01/01/23/26/10/GHC	10198109

HMN: 15.25.15.6095

Verpackung: steril


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter, Nelaton, Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/25/12/05/GHC	18064437
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/25/14/05/GHC	18064443
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/25/16/10/GHC	18064466
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/25/18/10/GHC	18064472
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/25/20/10/GHC	18064489
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/25/22/10/GHC	18064495

HMN: 15.25.15.6050

Verpackung: steril


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter, Nelaton, Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/24/12/05/GHC	11850871
CH 14	05 ml	40 cm	01/01/24/14/05/GHC	11850888
CH 16	10 ml	40 cm	01/01/24/16/10/GHC	11850894
CH 18	10 ml	40 cm	01/01/24/18/10/GHC	11850902
CH 20	10 ml	40 cm	01/01/24/20/10/GHC	11850919
CH 22	10 ml	40 cm	01/01/24/22/10/GHC	11850925
CH 24	10 ml	40 cm	01/01/24/24/10/GHC	11850931

HMN: 15.25.15.6095

Verpackung: steril


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter, Nelaton, Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/26/12/05/GHC	18064503
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/26/14/05/GHC	18064526
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/26/16/10/GHC	18064532
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/26/18/10/GHC	18064549
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/26/20/10/GHC	18064555
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/26/22/10/GHC	18064561

HMN: 15.25.15.6051

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale Silikonelastomerkatheter, Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Eine fest verankerte Silikonschicht an der inneren und äußeren Katheterwand beugt Latexallergien vor.
- ✓ Das weiche Material bietet Ihren Patienten einen sehr hohen Tragekomfort.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/10/12/10/GHC	01149371
CH 14	30 ml	40 cm	01/01/10/14/30/GHC	01149388
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/10/16/30/GHC	01149394
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/10/18/30/GHC	01149939
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/10/20/30/GHC	01149945
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/10/22/30/GHC	01149951
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/10/24/30/GHC	01149968
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/10/26/30/GHC	01150173

HMN: 15.25.15.6144


Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonkatheter, Tiemannspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Tiemannspitze



Ballonvolumen: 05-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/08/12/10	17933670
CH 14	20 ml	40 cm	01/01/08/14/10	17933687
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/08/16/10	17933693
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/08/18/10	17933701
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/08/20/10	17933718
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/08/22/10	17933724

HMN: 15.25.15.6049


Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonkatheter, Flötenspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Drainageleistung durch zentral offene Spitze, seitliches Drainageauge und großes Innenlumen, auch bei kritischen Urinbefunden.
- ✓ Atraumatische Flötenspitze ermöglicht gutes Vorschieben des Katheters.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Zentral offene Flötenspitze



Ballonvolumen: 10-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/07/12/10/GHC	17933747
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/07/14/10/GHC	17933753
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/07/16/30/GHC	17933776
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/07/18/30/GHC	17933782
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/07/20/30/GHC	17933799
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/07/22/30/GHC	17933807

HMN: 15.25.15.6048


Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale Silikonelastomerkatheter, Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Eine fest verankerte Silikonschicht an der inneren und äußeren Katheterwand beugt Latexallergien vor.
- ✓ Das softe Material bietet Ihren Patienten einen sehr hohen Tragekomfort.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sehr sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeit-drainage.



Couvelairespitze

Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

Ballonvolumen bis zu 60 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	60 ml	40 cm	01/01/15/18/60/GHC	06434975
CH 20	60 ml	40 cm	01/01/15/20/60/GHC	06434952
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/15/22/60/GHC	06434969
CH 24	60 ml	40 cm	01/01/15/24/60/GHC	09710080

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale PVC Einmalkatheter Frauen + Männer

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Nelatonspitze oder Tiemannspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.

Nelatonspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	24 cm	01/01/35/06/00/GHC	18320969
CH 08	24 cm	01/01/35/08/00/GHC	18320975
CH 10	24 cm	01/01/35/10/00/GHC	18320981
CH 12	24 cm	01/01/35/12/00/GHC	18320998
CH 14	24 cm	01/01/35/14/00/GHC	18321006
CH 16	24 cm	01/01/35/16/00/GHC	18321035

HMN: 15.25.14.4001

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/01/36/10/00/GHC	18321058
CH 12	40 cm	01/01/36/12/00/GHC	18321064
CH 14	40 cm	01/01/36/14/00/GHC	18321070
CH 16	40 cm	01/01/36/16/00/GHC	18321087
CH 18	40 cm	01/01/36/18/00/GHC	18321093

HMN: 15.25.14.4005

Tiemannspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/01/37/12/00/GHC	18321124
CH 14	40 cm	01/01/37/14/00/GHC	18321130
CH 16	40 cm	01/01/37/16/00/GHC	18321147
CH 18	40 cm	01/01/37/18/00/GHC	18321153
CH 20	40 cm	01/01/37/20/00/GHC	18321176

HMN: 15.25.14.4025

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 1 VE= 100 Stk.


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100 % Silikonspülkatheter, Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische Nelatonspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die 3-Wege Ballonkatheter ermöglichen das Zuführen von Spüllösungen und eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Ballonvolumen: 30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/22/18/30/GHC	15618237	
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/22/20/30/GHC	15618243	
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/22/22/30/GHC	15618266	
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/22/24/30/GHC	15618295	HMN: 15.25.15.3044

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100 % Silikonspülkatheter, Dufourspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische, knickstabile Dufourspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die 3-Wege Ballonkatheter ermöglichen das Zuführen von Spüllösungen und eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Dufourspitze

Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/16/18/40/GHC	01151178	
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/16/20/50/GHC	01151184	
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/16/22/60/GHC	01151190	
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/16/24/80/GHC	01151379	HMN: 15.25.15.3035

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100 % Silikonspülkatheter, Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische, knickstabile Couvelairespitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die 3-Wege Ballonkatheter ermöglichen das Zuführen von Spüllösungen und eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Couvelairespitze

Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/17/18/40/GHC	01151385	
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/17/20/50/GHC	01151391	
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/17/22/80/GHC	01151416	
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/17/24/80/GHC	01151439	HMN: 15.25.15.3036

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100 % Silikonspülkatheter, Mercierspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische, knickstabile Mercierspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Gute Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die 3-Wege Ballonkatheter ermöglichen das Zuführen von Spüllösungen und eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Mercierspitze

Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/18/18/40/GHC	01151511	
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/18/20/50/GHC	01151528	
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/18/22/60/GHC	01151534	
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/18/24/70/GHC	01151540	HMN: 15.25.15.3037

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische 100 % Silikonkatheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 03-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/12/10/05/GHC	01152568
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/12/12/05/GHC	01152574
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/12/14/05/GHC	01152605
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/12/16/10/GHC	01152611
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/12/18/10/GHC	01152628
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/12/20/10/GHC	01152700
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/12/22/10/GHC	01152717

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Suprapubische 100% Silikonkatheter, mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/09/12/05/GHC	16840937
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/09/14/05/GHC	16840943
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/09/16/10/GHC	16840972
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/09/18/10/GHC	16840989
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/09/20/10/GHC	16840995
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/09/22/10/GHC	16841003

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100 % Silikonkatheter, mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 03-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/14/10/03/GHC	10198115
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/14/12/05/GHC	10198121
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/14/14/05/GHC	10198138
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/14/16/10/GHC	10198144
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/14/18/10/GHC	10198150
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/14/20/10/GHC	10198167
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/14/22/10/GHC	10198173

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubische *integral* 100 % Silikonkatheter, kurz

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 03-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	33 cm	01/02/13/10/03/GHC	01152746
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/13/12/05/GHC	01152812
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/13/14/05/GHC	01152829
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/13/16/10/GHC	01152841
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/13/18/10/GHC	01152918
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/13/20/10/GHC	01152924
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/13/22/10/GHC	01152947

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter, mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/22/12/05/GHC	11851037
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/22/14/05/GHC	11851043
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/22/16/10/GHC	11851072
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/22/18/10/GHC	11851089
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/22/20/10/GHC	11851095
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/22/22/10/GHC	11851126
CH 24	10 ml	40 cm	01/02/22/24/10/GHC	11851132

Verpackung: steril


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral blue*, mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Katheterspitze mit Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon



Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/11/12/05/GHC	16841026
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/11/14/05/GHC	16841032
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/11/16/10/GHC	16841049
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/11/18/10/GHC	16841061
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/11/20/10/GHC	16841078
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/11/22/10/GHC	16841084

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Suprapubische *integral* 100 % Silikonkatheter, kurz, mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/23/12/05/GHC	11851149
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/23/14/05/GHC	11851155
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/23/16/10/GHC	11851161
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/23/18/10/GHC	11851178
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/23/20/10/GHC	11851184
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/23/22/10/GHC	11851190

Verpackung: steril


Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Suprapubische *integral* 100 % Silikonkatheter, Dilatationsspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Der *integral* Ballon ist übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitet, so dass schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert werden.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung erleichtert das Einführen des Katheters.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.
- ✓ Geeignet für Wechseldrähte, siehe auch Seite 32.



Dilatationsspitze mit zentraler
Bohrung, *integral* Ballon

Ballonvolumen: 05-10 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/21/12/05/GHC	11850948
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/21/14/05/GHC	11850954
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/21/16/10/GHC	11850983
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/21/18/10/GHC	11851008
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/21/20/10/GHC	11851014
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/21/22/10/GHC	11851020

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW Unibal

Suprapubisches *integral* Punktionsset

Produktspezifikationen:

- Bestandteile des Punktionsset:
- ✓ 100% Silikon *integral* Ballonkatheter Spaltkanüle mit Spezialschliff.
 - ✓ Innendurchmesser der Spaltkanüle ist optimal auf die *integral* Ballonkatheter abgestimmt:
 Spaltkanüle:
 CH 13,8 (4,6 mm), Stichlänge 120 mm, für Ballonkatheter CH 10 und 12
 Spaltkanüle:
 CH 16,8 (5,6 mm), Stichlänge 120 mm, für Ballonkatheter CH 14
 - ✓ Produktspezifikationen des *integral* Ballonkatheters: siehe Seite 22.
 - ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.



Zentral offene Spitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 03-05 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/15/10/03/GHC	01153059
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/15/12/05/GHC	01153065
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/15/14/05/GHC	01153088

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW Unibal

Suprapubisches *integral* Wechselset

Produktspezifikationen:

- Bestandteile des Wechselset:
- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
 - PTFE-Führungsdraht, teflonbeschichtet
 - ✓ Gute Gleiteigenschaften und stabiles Vorschieben des Ballonkatheters über teflonbeschichteten Wecheldraht: Länge: 80 cm, 3 cm lange, gerade flexible Spitze, Drahtdurchmesser 0,035".
 - ✓ Produktspezifikationen des *integral* Ballonkatheters: siehe Seite 22.
 - ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.



Zentral offene Spitze, *integral* Ballon



Ballonvolumen: 03-05 ml

Führungsdraht

Draht	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
besch.	3 cm flex.	80 cm	01/02/18/80/35	14166431

Wechselset, inkl. Führungsdraht

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/16/10/03/GHC	01153154
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/16/12/05/GHC	01153160
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/16/14/05/GHC	01153183
CH 16	05 ml	40 cm	01/02/16/16/10/GHC	16506380

Verpackung: steril

Weitere Größen und Längen auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

FÜHRUNGSDRÄHTE

Standard PTFE-Führungsdraht

Produktspezifikationen:

- ✓ Gute Gleiteigenschaften und stabiles Vorschieben des Ballonkatheters über teflonbeschichteten Wechseldraht.
- ✓ Führungsdraht aus Edelstahl mit PTFE-/Teflonbeschichtung.
- ✓ Ausführungen mit gerader Spitze in den Längen 80 cm und 100 cm.
- ✓ Für alle suprapubischen Katheter in diesem Katalog geeignet.



Einführhilfe

Lunderquist-Führungsdraht

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Knickstabilität durch stabilen Führungsdraht für urologische Eingriffe.
- ✓ Fester Lunderquist-Führungsdraht aus Edelstahl.
- ✓ Gute Gleiteigenschaften durch PTFE-/Teflonbeschichtung.
- ✓ Flexible J-Spitze gewährleistet sichere Anwendung.



Typ	Länge	Artikelnummer	PZN	Draht/Inch	Spitze, Material und Form
Standard	100 cm	01/02/18/100/35/GHC	14166425	0,035"	PTFE beschichtet, Edelstahl, gerade
Standard	80 cm	01/02/18/80/35	14166431	0,035"	PTFE beschichtet, Edelstahl, gerade
Lunderquist	80 cm	01/02/18/L80/35	00444317	0,035"	PTFE beschichtet, Edelstahl, flexibel


Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

NEPHROSTOMIE
Nephrostomie integral 100% Silikonkatheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Ballonkatheter haben eine hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeit-drainage.
- ✓ Kurze, zentral offene, dilatierende Nelatonspitze.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch jeweils zwei Katheteraugen vor und hinter dem Ballon.
- ✓ Graduiert.
- ✓ 100% Silikon.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung, Integral Ballon



Ballonvolumen: 1,5 - 5,0 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	1,5 ml	40 cm	01/03/10/10/01/GHC	13851171
CH 12	2,0 ml	40 cm	01/03/10/12/02/GHC	13851188
CH 14	3,0 ml	40 cm	01/03/10/14/03/GHC	13851202
CH 16	5,0 ml	40 cm	01/03/10/16/05/GHC	13851219
CH 18	5,0 ml	40 cm	01/03/10/18/05/GHC	13851225

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE SET

Katheterlegeset Comfort und Comfort Eco

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlegeset ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Die Bestandteile der äußeren Verpackung sind:
Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters.
Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
Zusätzlich beim Comfort Eco:
Gleitgel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort	01/01/99/KL/CO	14209815
Comfort Eco	01/01/99/KL/CE	16134211

Bestandteile der Kathterlegesets sind

1 Schale

6 Tupfer

1 Pinzette

10 ml Spritze

Schleimhaut-desinfektion

Zusätzlich im Comfort Eco:

1 Blockerspritze mit 10% Glycerin

3 NITRIL Handschuhe

1 Schlitztuch

2 Unterlagen

Octenisept, 15 ml

Lubricare, 6 ml

Verpackung: steril

Katheterventile

CARE FLOW, CareVent®

Ein Katheterventil ist eine optimale Lösung für den mobilen und selbstständigen Anwender, der mit einem trans-urethralen oder suprapubischen Katheter versorgt wird. Durch das Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert. Die Blasenentleerung findet im natürlichen Rhythmus des Anwenders statt. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität. Alle abgebildeten Ventile können an alle gängigen Dauerkatheter angeschlossen werden.

Produktspezifikationen:

- ✓ Einhändig bedienbar.
- ✓ Für Rechts- oder Linkshänder.
- ✓ Kann an Urindrainagesysteme angeschlossen werden.
- ✓ Sichere Handhabe durch Kippverschluss.



CARE FLOW Katheterventil mit Kippschalter

Artikelnummer	PZN
03/05/10/02/GHC	12378382
HMN: 15.25.16.0031	
Verpackung: steril	

Produktspezifikationen:

- ✓ Kann an Urindrainagesysteme angeschlossen werden.
- ✓ Einhändig bedienbar.
- ✓ Für Rechts- oder Linkshänder.
- ✓ Farbliche Kennung zur einfachen Handhabung.
- ✓ Durch Verbindungsstück zur Nachtableitung geeignet.



CareVent® Katheterventil mit Schiebemechanismus

Artikelnummer	PZN
03/02/10/01/GHC	01914676

Verpackung: steril

Katheterventile

Miro Valve®, UROMED

Produktspezifikationen:

- ✓ Eine Kontamination durch permanentes Einsetzen und Lösen eines Katheterstopfens entfällt.
- ✓ Einhändig bedienbar.
- ✓ Leichtgängige Druckmechanik.
- ✓ Selbsttätiges Schließen nach Loslassen des Druckknopfes.



UROMED Katheterventil Universal

Produkt	Artikelnummer	PZN	Typ
Katheterventil	03/03/10/01/Uro	04741874	1500
Katheterventil + Kupplungsstück	03/03/10/02/Uro	07198560	1501
Kupplungsstück	03/03/10/03/Uro	07198577	1505

HMN: 15.25.16.0017

Verpackung: steril

Produktspezifikationen:

- ✓ Einhändig bedienbar.
- ✓ Für Rechts- oder Linkshänder.
- ✓ Selbsthaftendes Material des Ventils verhindert unbeabsichtigtes Herausrutschen.
- ✓ Kann an Urindrainagesysteme angeschlossen werden.
- ✓ Kontinuierliches Entleeren der Blase in der Nacht / innovative Technik.
- ✓ Automatischer Stopp des Rückflusses bei Entfernung des Urinbeutels.



MiroValve® Katheterventil

Artikelnummer	PZN
03/04/10/01/Miro	05020510

HMN: 15.25.16.0023

Verpackung: steril

Zubehör

Zubehör rund um den Katheterwechsel

Neben dem Sortiment an Kathetern, Drainage- und Haltesystemen liefern wir Ihnen auch das erforderliche Zubehör, um die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln und den Katheterwechsel optimal durchführen zu können, und dadurch eine hohe Versorgungsqualität zu erreichen.

Hervorheben möchten wir:

- Die **Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung, 10 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/KB/10/GHC), sichert das Ballonvolumen über die Tragedauer des Ballonkatheters, ohne dass das Füllmedium diffundiert. Der Ballon-Katheter bleibt somit gut fixiert und das Risiko von Dislokationen kann nahezu ausgeschlossen werden.
- Das Gleitgel **LUBRICARE, 6 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/GG/06/001), haftet sehr gut an der Schleimhaut an und hat ausgezeichnete Gleiteigenschaften, so dass der Katheterwechsel reibungslos durchgeführt werden kann.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um einen Programmauszug; weitere Artikel gerne auf Nachfrage.

1.

2.

3.

4.

Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung, 10 ml

Gleitgel, 06 ml

Katheterstopfen

Klettfixierpflaster

	Produkt	Artikelnummer	PZN	VE	HMN
1.	Blockerspritze, 10 ml	01/01/99/KB/10/GHC	06718980	1 Stk.	15.99.99.0006
2.	LUBRICARE Gleitgel, 06 ml	01/01/99/GG/06/001	13360220	1 Stk.	15.99.99.1002
	LUBRICARE Gleitgel, 06 ml	01/01/99/GG/06/25	16938435	25 Stk.	15.99.99.1002
	HydroTouch Gleitgel, 06 ml	01/01/99/HT/06/25	19460951	25 Stk.	
3.	Katheterstopfen	01/01/99/K/ST/GHC	14354919	1 Stk.	15.25.16.0013
4.	Urimed Klett Größe: klein	01/01/99/URI/KL/10	03501814	10 Stk.	15.99.99.0008
	Urimed Klett Größe: groß	01/01/99/URI/KL/G10	03501820	10 Stk.	15.99.99.0008

Verpackung: steril

CARE CON comfort | Typ I

Uralkondome aus 100% Silikon


Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Uralkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Uralkondomträger.



CARE CON comfort | Typ I – der Standard für Anforderungen vieler Anwender

Schaftlänge: 8,0 cm
Klebefläche: 4,5 cm



Größe	Schaft/Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/25/GHC	17520554
28 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/28/GHC	17520583
30 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/30/GHC	17520620
32 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/32/GHC	17520637
36 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/36/GHC	17520643
41 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/27/01/41/GHC	17520666

HMN: 15.25.04.7049

Verpackung: unsteril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

CARE CON special | Typ II

Uralkondome aus 100% Silikon


Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON special überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt, trotz der kurzen Schaftlänge.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Uralkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 5,0 cm und einer Klebefläche von 4,0 cm entspricht das special-Modell den speziellen Anforderungen der Anwender mit zurückgezogenem, retrahiertem Penis.



CARE CON special | Typ II für Anwender mit kurzem, retrahiertem Penis

Schaftlänge: 5,0 cm
Klebefläche: 4,0 cm



Größe	Schaft/Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/25/GHC	17520672
28 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/28/GHC	17520689
30 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/30/GHC	17520703
32 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/32/GHC	17520726
36 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/36/GHC	17520732
41 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/27/02/41/GHC	17520749

HMN: 15.25.04.7047

Verpackung: unsteril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

CARE CON active | Typ III
Urinalkondome aus 100% Silikon


Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON active überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt mit extra-langer Klebefläche.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 7,0 cm entspricht das active-Modell den speziellen Anforderungen der sportlichen und aktiven Anwender.



CARE CON active | Typ III für sportliche und sehr aktive Anwender

Schaftlänge: 8,0 cm
Klebefläche: 7,0 cm



Größe	Schaft/Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/25/GHC	17520755
28 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/28/GHC	17520761
30 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/30/GHC	17520784
32 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/32/GHC	17520790
36 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/36/GHC	17520809
41 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/27/03/41/GHC	17520815

HMN: 15.25.04.7048

Verpackung: unsteril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Conveen® Optima
Silikon, selbsthaftend



Produktspezifikationen:

- ✓ Ziehharmonika-Knickschutz als Schutz vor Harnstau.
- ✓ Dehnbares und atmungsfähiges Silikon für einen sehr guten Sitz und ein angenehmes Tragegefühl. Das Kondom-Urinal lässt sich schmerzfrei wieder ablösen.
- ✓ Doppelter Abrollstreifen.
- ✓ Kompakte, diskrete und praktische Verpackung.



Farbe	Größe	Schaft	Umfang	Artikelnummer	PZN
Rot	21 mm	5,0 cm	66 mm	01/01/28/32/21	02326622
Gelb	25 mm	5,0 cm	79 mm	01/01/28/32/25	02326645
Grün	30 mm	5,0 cm	94 mm	01/01/28/32/30	02326651
Blau	35 mm	5,0 cm	110 mm	01/01/28/32/35	02334337
Gelb	25 mm	8,0 cm	79 mm	01/01/28/30/25/gelb	02294313
Lila	28 mm	8,0 cm	88 mm	01/01/28/30/28/lila	11027338
Grün	30 mm	8,0 cm	94 mm	01/01/28/30/30	02294342
Blau	35 mm	8,0 cm	110 mm	01/01/28/30/35	02294365
Grau	40 mm	8,0 cm	126 mm	01/01/28/30/40/grau	02294388

HMN: 15.25.04.7019

Verpackung: unsteril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Optimale Länge von 17 cm gewährleistet vollständige Blasenentleerung.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch richtige Steifigkeit des Katheters.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



Griffigkeit des Griffstücks

HMN: 15.25.14.7011

CARE CATH_{Leir}

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	17 cm	LIV-H1017	18890885
CH 12	17 cm	LIV-H1217	18890916
CH 14	17 cm	LIV-H1417	18890922
CH 16	17 cm	LIV-H1617	18890939

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



Griffigkeit des Griffstücks

HMN: 15.25.14.7012

CARE CATH_{Leir}

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	41 cm	LEIV-H1241	18890833
CH 14	41 cm	LEIV-H1441	18890856
CH 16	41 cm	LEIV-H1641	18890862

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Curan Lady & Man IK Einmalkatheter

mit Hydrogel-Beschichtung, für Frau & Mann

Produktspezifikationen:

- ✓ Kompakte Einmalkatheter für eine diskrete Versorgung.
- ✓ Gute Gleitfähigkeit durch Hydrogelbeschichtung.
- ✓ Polierte Drainageaugen ermöglichen angenehmes Einführen und beugen Irritationen oder Verletzungen der Harnröhrenschleimhaut vor.
- ✓ Einmalkatheter sind sofort gebrauchsfertig.
- ✓ Das Kathetermaterial ist frei von Phthalat.
- ✓ Trichter bietet Konnektionsmöglichkeit von Urin-Auffangbeutel oder zur Blaseninstillation.



Curan Lady
Katheterlänge: 12 cm
HMN 15.25.14.7062



Curan Man
Katheterlänge: 38 cm
HMN 15.25.14.7078

Curan Lady

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	12 cm	01/05/09/40/08	19341962
CH 10	12 cm	01/05/09/40/10	19341979
CH 12	12 cm	01/05/09/40/12	19341985
CH 14	12 cm	01/05/09/40/14	19341991

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Curan Man

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	38 cm	01/05/09/45/12	19342022
CH 14	38 cm	01/05/09/45/14	19342039
CH 16	38 cm	01/05/09/45/16	19342045

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Atraumatische Katheter-
augen

Curan Complete & Closed System IK Einmalkatheter


mit integriertem Auffangbeutel, für Frau & Mann

Produktspezifikationen:

- ✓ Komplette Systeme mit Einmalkatheter und integriertem Auffangbeutel.
- ✓ Gute Gleitfähigkeit durch Hydrogelbeschichtung.
- ✓ Polierte Drainageaugen ermöglichen angenehmes Einführen und beugen Irritationen oder Verletzungen der Harnröhrenschleimhaut vor.
- ✓ Einmalkatheter sind sofort gebrauchsfertig.
- ✓ Das Kathetermaterial ist frei von Phthalat.
- ✓ Einführspitze kann hygienisch in die Harnröhre eingeführt werden, um den keimbesiedelten Harnröhreneingang, ohne Kontakt zum Katheter zu überwinden.



Curan Complete Kompaktsystem
Auffangbeutel: 1.000 ml
HMN 15.25.14.8001



Curan Closed System
Auffangbeutel: 1.500 ml
HMN 15.25.14.8040

Curan Complete mit Auffangbeutel, 1.000ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/05/09/55/12	19341933
CH 14	40 cm	01/05/09/55/14	19341956

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Curan Closed System mit Auffangbeutel, 1.500ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/05/09/50/10	19341850
CH 12	40 cm	01/05/09/50/12	19341867
CH 14	40 cm	01/05/09/50/14	19341896
CH 16	40 cm	01/05/09/50/16	19341904

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 25 Stk.



Einführspitze

SpeediCath® Compact SpeediCath® Compact Plus, SpeediBag



Produktspezifikationen:

- ✓ Sofort einsetzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Diskrete Versorgung auch für unterwegs aufgrund der kleinen, unauffälligen Verpackung.
- ✓ Praktischer Griff erleichtert das hygienische Einführen des Katheters.
- ✓ Besonders kurze Katheterlänge von 7 cm für die kurze weibliche Harnröhre.

SpeediCath® Compact, Nelaton

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 06	7 cm	01/05/05/68/06	05004209	HMN: 15.25.14.7039
CH 08	7 cm	01/05/05/42/08	04244816	
CH 10	7 cm	01/05/05/42/10	04244822	HMN: 15.25.14.7004
CH 12	7 cm	01/05/05/42/12	04244986	
CH 14	7 cm	01/05/05/42/14	04245017	

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Alle Vorteile des SpeediCath® Compact, nur mit 2 cm längerem Katheter.

SpeediCath® Compact Plus, Nelaton

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	9 cm	01/05/05/43/10	05531498	HMN: 15.25.14.7044
CH 12	9 cm	01/05/05/43/12	05531506	
CH 14	9 cm	01/05/05/43/14	05531512	

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Diskret und kompakt gefaltet und verpackt.
- ✓ Einfache Anwendung für unterwegs.
- ✓ Leicht zu entsorgen durch kleines Format.
- ✓ Fassungsvermögen von 700 ml.

SpeediBag, Urinbeutel für SpeediCath® Compact / Compact Plus

Volumen	Artikelnummer	PZN
700 ml	01/05/05/80/01	03723957

HMN: 15.25.09.0006

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



SpeediCath® Compact Eve und SpeediCath® Compact Set



Produktspezifikationen:

- ✓ Erleichterte Anwendung durch dreieckige Form.
- ✓ Sofort einsetzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Ansprechende, diskrete Verpackung, insbesondere für unterwegs.
- ✓ Leichtes Öffnen und Wiederverschließen durch Drehbewegung.
- ✓ Kurze Katheterlänge von 9 cm für die weibliche Harnröhre.

SpeediCath® Compact Eve, Nelaton

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	9 cm	01/05/05/40/10	10796359	HMN: 15.25.14.7075
CH 12	9 cm	01/05/05/40/12	10796365	
CH 14	9 cm	01/05/05/40/14	10796371	

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Kompakter und diskreter Einmalkatheter mit integriertem Beutel, Fassungsvermögen 750ml.
- ✓ Sofort einsetzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Diskrete und hygienische Versorgung für unterwegs.
- ✓ Kurze Katheterlänge von 9 cm für die weibliche Harnröhre.

SpeediCath® Compact Set, Nelaton, Fassungsvermögen 750 ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	9 cm	01/05/05/61/10	10358808	HMN: 15.25.14.9047
CH 12	9 cm	01/05/05/61/12	09773152	HMN: 15.25.14.9039
CH 14	9 cm	01/05/05/61/14	10358783	HMN: 15.25.14.9047

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 20 Stk.



SpeediCath® Compact und SpeediCath® Compact Set



Produktspezifikationen:

- ✓ Diskreter Einmalkatheter mit Teleskop-Prinzip.
- ✓ Sofort einsatzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Ansprechende, diskrete Verpackung, insbesondere für unterwegs.
- ✓ Durchmesser des Katheters von CH12-18.

SpeediCath® Compact

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 12 / 18	34 cm	01/05/05/31/12	06905021	HMN: 15.25.14.7050

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Produktspezifikationen:

- ✓ Katheter als einzigartiges Teleskopsystem mit Beutel mit einem Fassungsvermögen von 750 ml.
- ✓ Sofort einsatzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Ansprechende, diskrete Verpackung, insbesondere für unterwegs.
- ✓ Durchmesser des Katheters von CH12-18.

SpeediCath® Compact Set, Fassungsvermögen 750 ml

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 12 / 18	34 cm	01/05/05/32/12	09773146	HMN: 15.25.14.9038

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 20 Stk.



SpeediCath® Flex Typ Mann, flexible Kugelspitze



Produktspezifikationen:

- ✓ Trockene Schutzfolie erleichtern das Einführen, ohne den Katheter selbst zu berühren.
- ✓ Sofort einsatzbar durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Der weiche Katheter mit flexibler Kugelspitze lässt sich sanft durch alle Biegungen der männlichen Harnröhre führen.
- ✓ Nach der Anwendung wiederverschließbar für saubere Entsorgung.

SpeediCath® Flex

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	44 cm	01/05/05/65/10/30	11692662	
CH 12	44 cm	01/05/05/65/12/30	11692679	
CH 14	44 cm	01/05/05/65/14/30	11692685	
CH 16	44 cm	01/05/05/65/16/30	11692691	HMN: 15.25.14.7081

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Produktspezifikationen:

- ✓ Alle Vorteile des SpeediCath® Flex, zusätzlich im diskreten Taschenformat.

SpeediCath® Flex im Taschenformat

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	44 cm	01/05/05/66/10/30	16129776	
CH 12	44 cm	01/05/05/66/12/30	16129782	
CH 14	44 cm	01/05/05/66/14/30	16129799	HMN: 15.25.14.7081

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Produktspezifikationen:

- ✓ Alle Vorteile des SpeediCath® Flex, zusätzlich mit integriertem Beutel, Fassungsvermögen 1000ml.

SpeediCath® Flex Set

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN	
CH 10	44 cm	01/05/05/67/10	17616231	
CH 12	44 cm	01/05/05/67/12	17616248	
CH 14	44 cm	01/05/05/67/14	17616254	
CH 16	44 cm	01/05/05/67/16	17616260	HMN: 15.25.14.9004

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Infyna Chic™ und Infyna Plus™ Einmalkatheter
Typ Frau und Mann, Nelaton



Produktspezifikationen:

- ✓ Direkt aus der Verpackung gebrauchsfertig mit hydrophiler Beschichtung.
- ✓ Diskrete und kompakte Verpackung.
- ✓ Klappverschluss kann mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden.
- ✓ Eine einfache, und berührungsfreie Anwendung ist durch die genau richtige Steifigkeit des Einmalkatheters möglich.
- ✓ Länge des Einmalkatheters stärkt das Sicherheitsgefühl, dass die Blase vollständig entleert werden kann.
- ✓ Ein Auffangbeutel kann leicht angeschlossen werden, ohne dass der Einmalkatheter aus der Verpackung genommen werden muss.

Infyna Chic™

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	14 cm	01/05/03/63/20	15327853
CH 10	14 cm	01/05/03/63/16	15327876
CH 12	14 cm	01/05/03/63/12	15327882
CH 14	14 cm	01/05/03/63/14	15327899

HMN: 15.25.14.7100

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Sofort gebrauchsfähiger Einmalkatheter, einfach in der Anwendung.
- ✓ Integrierter Auffangbeutel von 1.000 ml für unterwegs.
- ✓ Einfaches Öffnen des Beutels durch integriertes Fingerloch.

Infyna Plus™ mit Auffangbeutel, Typ Frau

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	17 cm	01/05/03/63/22	13751044
CH 10	17 cm	01/05/03/63/15	13751073
CH 12	17 cm	01/05/03/63/24	13751096
CH 14	17 cm	01/05/03/63/17	13751110

HMN: 15.25.14.9050

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Kathetereigenschaften wie Infyna Plus nur mit Länge von 40 cm.
- ✓ Ergonomische Führungshilfe für berührungsfreies Einführen.

Infyna Plus™ mit Auffangbeutel, Typ Mann

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/05/03/63/10	13751009
CH 12	40 cm	01/05/03/63/21	13751015
CH 14	40 cm	01/05/03/63/18	13751021
CH 16	40 cm	01/05/03/63/25	13751038

HMN: 15.25.14.9051

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



VaPro™ und VaPro Plus™ Einmalkatheter
Typ Frau und Mann



Produktspezifikationen:

- ✓ 100% berührungsfreie Anwendung durch Schutzhülse und Schutzfolie.
- ✓ Risiko eines Bakterientransfers in den Harntrakt durch Schutzhülse reduziert.
- ✓ Direkt aus der Verpackung gebrauchsfertig mit hydrophiler Beschichtung.
- ✓ Einfaches Öffnen der Verpackung durch Fingerlöcher.
- ✓ In Katheterlängen von 20 cm und 40 cm verfügbar.
- ✓ 40 cm Vapro Einmalkatheter auch mit Tiemannspitze verfügbar!



VaPro™ Einmalkatheter

Größe	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	Nelaton	20 cm	01/05/03/01/08/20	19211863
CH 10	Nelaton	20 cm	01/05/03/01/10/20	19211892
CH 12	Nelaton	20 cm	01/05/03/01/12/20	19211900
CH 14	Nelaton	20 cm	01/05/03/01/14/20	19211917
CH 08	Nelaton	40 cm	01/05/03/02/08/40	19211946
CH 10	Nelaton	40 cm	01/05/03/02/10/40	19211952
CH 12	Nelaton	40 cm	01/05/03/02/12/40	19211969
CH 14	Nelaton	40 cm	01/05/03/02/14/40	19211975
CH 16	Nelaton	40 cm	01/05/03/02/16/40	19211981
CH 12	Tiemann	40 cm	01/05/03/61/13	13751216
CH 14	Tiemann	40 cm	01/05/03/61/15	13751222

Nelaton, 20 cm:
HMN: 15.25.14.7036
Nelaton, 40 cm:
HMN: 15.25.14.7036
Tiemann:
HMN: 15.25.14.7037

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk. (Nelaton), 25 Stk. (Tiemann)

Produktspezifikationen:

- ✓ Vorteile wie bei Vapro, zusätzlich mit integriertem Auffangbeutel von 1.000 ml.



VaPro Plus™ mit Auffangbeutel, 1.000 ml

Größe	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	Nelaton	20 cm	01/05/03/61/12	13751268
CH 14	Nelaton	20 cm	01/05/03/61/14	13751280
CH 12	Nelaton	40 cm	01/05/03/60/12	13751274
CH 14	Nelaton	40 cm	01/05/03/60/14	13751297

HMN: 15.25.14.9032

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 25 Stk.

Fragen Sie auch gerne nach dem VaPro Pocket™ und VaPro Plus Pocket™ im diskreten Taschenformat.

LoFric® Sense™ und Elle™
Hydrophiler Einmalkatheter, Typ Frau



Produktspezifikationen:

- ✓ Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung enthalten, zusammendrücken und schon ist er einsatzbereit.
- ✓ Ergonomischer Griff - ermöglicht eine bessere Kontrolle und ein berührungsfreies Einführen mittels Non-Touch-Technik.
- ✓ Klebelasche zum sicheren Aufhängen.
- ✓ Die Verpackung dient auch zur Entsorgung.
- ✓ Passt in die Hosentasche oder Handtasche.
- ✓ Kann an einen Urinsammelbeutel oder einen Verlängerungsschlauch angeschlossen werden.
- ✓ Abgerundete Katheterraugen.
- ✓ Ohne PVC, Phthalate oder Latex hergestellt.



LoFric® Sense™, Nelaton

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	15 cm	01/05/00/02/08/15	16672569
CH 10	15 cm	01/05/00/02/10/15	16672575
CH 12	15 cm	01/05/00/02/12/15	16672606
CH 14	15 cm	01/05/00/02/14/15	16672612

HMN: 15.25.14.7045

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Sofort Gebrauchsfertig - schnelle Handhabung und Katheterisierung.
- ✓ Ergonomisches, benutzerfreundliches Design mit abgewinkeltem Griff - für guten Halt und berührungsfreies Einführen mittels Non-Touch-Technik.
- ✓ Schlankes und diskretes Design.
- ✓ Kann an einen Urinsammelbeutel oder einen Verlängerungsschlauch angeschlossen werden.
- ✓ Abgerundete Katheterraugen.
- ✓ Ohne PVC, Phthalate oder Latex hergestellt.



LoFric® Elle™, Nelaton

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	10 cm	01/05/00/18/10/10	16387337
CH 12	10 cm	01/05/00/18/12/10	16387343
CH 14	10 cm	01/05/00/18/14/10	16387366

HMN: 15.25.14.7104

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

LoFric® Elle™ ist ein hydrophiler intermittierender Katheter. Sein einzigartiges ergonomisches Design lässt den Behälter zu einem abgewinkelten Griff werden, wenn er mit dem Katheter verbunden wird.

LoFric® Origo™ und LoFric® Origo™ Sleeve
Hydrophiler Einmalkatheter, Nelaton



Produktspezifikationen:

- ✓ Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung enthalten, zusammendrücken und schon ist er einsatzbereit.
- ✓ Klebelasche auf der Rückseite zum sicheren Aufhängen.
- ✓ Verstellbarer Einführgriff für besseren Halt und Kontrolle, ermöglicht das berührungsfreie Einführen mittels Non-Touch-Technik.
- ✓ Faltbar auf ein handliches, diskretes Taschenformat.
- ✓ Kann an einen Urinsammelbeutel oder einen Verlängerungsschlauch angeschlossen werden.
- ✓ Abgerundete Katheterraugen.
- ✓ Ohne PVC, Phthalate oder Latex hergestellt.
- ✓ Erhältlich mit verschiedenen Katheterspitzen:
Nelaton - weiche abgerundete Spitze,
Tiemann/Coudé - leicht gebogene/konische Spitze.



LoFric® Origo™

Größe	Länge	Spitze	Artikelnummer	PZN
CH 08	30 cm	Nelaton	01/05/00/03/08/30	16671765
CH 10	30 cm	Nelaton	01/05/00/03/10/30	16671771
CH 12	30 cm	Nelaton	01/05/00/03/12/30	16671788
CH 10	40 cm	Nelaton	01/05/00/01/10/40	16671794
CH 12	40 cm	Nelaton	01/05/00/01/12/40	16671802
CH 14	40 cm	Nelaton	01/05/00/01/14/40	16671819
CH 16	40 cm	Nelaton	01/05/00/01/16/40	16671825
CH 18	40 cm	Nelaton	01/05/00/01/18/40	16671831
CH 10	40 cm	Tiemann	01/05/00/04/10/40	16672500
CH 12	40 cm	Tiemann	01/05/00/04/12/40	16672517
CH 14	40 cm	Tiemann	01/05/00/04/14/40	16672523
CH 16	40 cm	Tiemann	01/05/00/04/16/40	16672546
CH 18	40 cm	Tiemann	01/05/00/04/18/40	16672552

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Bei den LoFric Origo mit Sleeve ist zusätzlich zu den oben aufgeführten Eigenschaften der Katheter durch eine Schutzhülle mit flexiblen Griff geschützt. Der Katheter lässt sich durch die weiche Hülle leicht vorschieben, ohne den Katheterschlauch zu berühren, und ist auch für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit gut geeignet.

LoFric® Origo™ Nelaton Sleeve

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/05/00/21/12/40	19444202
CH 14	40 cm	01/05/00/21/14/40	19444194
CH 16	40 cm	01/05/00/21/16/40	19444188

HMN: 15.25.14.7015

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.



Atraumatische Drainageaugen und Nelatonspitze

Produktspezifikationen

- ✓ Flexible Katheterspitze erleichtert das Einführen des Katheters z. B. bei einer vergrößerten Prostata.
- ✓ Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung enthalten, zusammendrücken und schon ist er einsatzbereit.
- ✓ Klebelasche auf der Rückseite zum sicheren Aufhängen.
- ✓ Verstellbarer Einführgriff für besseren Halt und Kontrolle, ermöglicht das berührungsfreie Einführen mittels Non-Touch-Technik.
- ✓ Faltbar auf ein handliches, diskretes Taschenformat.
- ✓ Kann an einen Urinsammelbeutel oder einen Verlängerungsschlauch angeschlossen werden.
- ✓ Abgerundete Katheterraugen.
- ✓ Ohne PVC, Phthalate oder Latex hergestellt.



LoFric® Origo™ Flexible

Größe	Länge	Spitze	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	Flexible Spitze	01/05/00/19/12/40	18771643
CH 14	40 cm	Flexible Spitze	01/05/00/19/14/40	18771666

15.25.14.7006

Produktspezifikationen:

- ✓ Bei den Lofric Origo mit Sleeve ist zusätzlich zu den oben aufgeführten Eigenschaften der Katheter durch eine Schutzhülle mit flexiblem Griff geschützt. Der Katheter lässt sich durch die weiche Hülle leicht vorschieben, ohne den Katheterschlauch zu berühren, und ist auch für Anwender mit eingeschränkter Fingerfertigkeit gut geeignet.



Flexible Spitze

LoFric® Origo™ Sleeve Flexible

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/05/00/22/12/40	19468786
CH 14	40 cm	01/05/00/21/14/40/01	19468800

HMN: 15.25.14.7017

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Sofortige Aktivierung - sterile Salzlösung enthalten, zusammendrücken und schon ist er einsatzbereit.
- ✓ Große Schleifen zum Öffnen oder Aufhängen.
- ✓ Klebelasche auf der Rückseite zum sicheren Aufhängen der Verpackung.
- ✓ Verstellbarer Einführgriff für besseren Halt und Kontrolle, ermöglicht das berührungsfreie Einführen mittels Non-Touch-Technik.
- ✓ Einführhilfe. Ein fester Halt, ohne den Katheter berühren zu müssen.
- ✓ Faltbar und diskret.
- ✓ Kann an einen Urinsammelbeutel oder einen Verlängerungsschlauch angeschlossen werden.
- ✓ Abgerundete Katheterraugen.
- ✓ Ohne PVC, Phthalate oder Latex hergestellt.
- ✓ Erhältlich mit zwei verschiedenen Katheterspitzen: Nelaton - weiche abgerundete Spitze, Tiemann/Coudé - leicht gebogene/konische Spitze.



LoFric® Primo™

Größe	Länge	Spitze	Artikelnummer	PZN
CH 08	15 cm	Nelaton	01/05/00/08/08/15	16672121
CH 10	15 cm	Nelaton	01/05/00/08/10/15	16672138
CH 12	15 cm	Nelaton	01/05/00/08/12/15	16672144
CH 14	15 cm	Nelaton	01/05/00/08/14/15	16672150
CH 06	20 cm	Nelaton	01/05/00/09/06/20	16672457
CH 08	20 cm	Nelaton	01/05/00/09/08/20	16672463
CH 10	20 cm	Nelaton	01/05/00/09/10/20	16672486
CH 08	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/08/20	16672167
CH 10	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/10/20	16672173
CH 12	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/12/20	16672196
CH 14	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/14/20	16672204
CH 16	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/16/20	16672210
CH 18	20 cm	Nelaton	01/05/00/08/18/20	16672227
CH 08	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/08/40	16672397
CH 10	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/10/40	16672405
CH 12	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/12/40	16672411
CH 14	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/14/40	16672428
CH 16	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/16/40	16672434
CH 18	40 cm	Nelaton	01/05/00/08/18/40	16672440
CH 10	40 cm	Tiemann	01/05/00/10/10/40	16672233
CH 12	40 cm	Tiemann	01/05/00/10/12/40	16672256
CH 14	40 cm	Tiemann	01/05/00/10/14/40	16672262
CH 16	40 cm	Tiemann	01/05/00/10/16/40	16672279
CH 18	40 cm	Tiemann	01/05/00/10/18/40	16672285

LoFric® Primo™ Kinder Nelaton 15 cm
HMN: 15.25.14.7005

LoFric® Primo™ Paediatric 20 cm
HMN: 15.25.14.7018

LoFric® Primo™ Frau Nelaton 20 cm
HMN: 15.25.14.7005

LoFric® Primo™ Mann Nelaton & Tiemann 40 cm
HMN: 15.25.14.7014

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Liquick X-treme und
Liquick Ergothanspitze X-treme Plus

Teleflex®

Produktspezifikationen:

- ✓ Intermittierender Einmalkatheter mit hydrophiler Beschichtung – voraktiviert und gebrauchsfertig.
- ✓ Hydrophile Beschichtung, sofort gebrauchsfertig.
- ✓ SoftCat-Augen: Sanft gerundete Drainageöffnungen – innen und außen.
- ✓ Schutzhülle: Aseptische Handhabung (berührungsfreie Katheterisierung).
- ✓ Einführhilfe: Einfaches Einführen des Blasenkatheters.
- ✓ Ergothan-Spitze: Stabil und zugleich flexibel – passt sich der Anatomie der Harnröhre an und gleitet leicht in die Blase.



LIQUICK X-treme

Größe	Länge	Spitze	Artikelnummer	PZN	HMN
CH 10	20 cm	Ergothan	01/05/15/10/20	12391170	15.25.14.7082
CH 12	20 cm	Ergothan	01/05/15/12/20	12391187	15.25.14.7083
CH 14	20 cm	Ergothan	01/05/15/14/20	12391193	15.25.14.7084
CH 10	30 cm	Ergothan	01/05/15/10/30	12391218	15.25.14.7007
CH 10	43 cm	Ergothan	01/05/15/10/40	12391224	15.25.14.7085
CH 12	43 cm	Ergothan	01/05/15/12/40	12391230	15.25.14.7079
CH 14	43 cm	Ergothan	01/05/15/14/40	12391247	15.25.14.7080
CH 16	43 cm	Ergothan	01/05/15/16/40	12391253	15.25.14.7086

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Produktspezifikationen:

- ✓ Wie Liquick X-treme, zusätzlich mit integriertem Beutel, Fassungsvermögen 800ml.
- ✓ Anti-Rückfluss-Ventil: Verhindert den Rückfluss von Urin.
- ✓ Daumenloch: Für eine einfachere Handhabung, auch bei eingeschränkter Handfunktion.
- ✓ Perforationslinie: Einfache Entleerung.

Liquick X-treme Plus

Größe	Länge	Spitze	Artikelnummer	PZN	HMN
CH 12	20 cm	Ergothan	01/05/15/20/12	15568887	15.25.14.9054
CH 14	20 cm	Ergothan	01/05/15/20/14	15568893	15.25.14.9054
CH 10	30 cm	Ergothan	01/05/15/30/10	15568918	15.25.14.9900
CH 12	30 cm	Ergothan	01/05/15/40/12	15568930	15.25.14.9053
CH 14	43 cm	Ergothan	01/05/15/40/14	15568947	15.25.14.9053
CH 16	43 cm	Ergothan	01/05/15/40/16	15568976	15.25.14.9053

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 30 Stk.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 4000
Geschlossenes Urindrainagesystem

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/120/GHC	06718939	15.25.09.0009

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch
Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer
Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 2000

Geschlossenes Urindrainagesystem

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000/120/GHC	06718922
2000 ml	90 cm	04/02/2000/90/GHC	09151597

HMN: 15.25.07.0050

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch
Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer
Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

CARE FLOW UB 2000S

Geschlossenes Urindrainagesystem, weicher Schlauch

Produktspezifikationen:

- ✓ Urindrainagesystem mit Tropfkammer verhindert das Aufsteigen von Keimen und somit von Infektionen.
- ✓ Schlauch mit großem Innenlumen aus weichem Material sichert ein sehr gutes Abfließen des Urins und hohen Anwendungskomfort.
- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Aufgesetzter T-Ablasshahn.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000S/120	18728133
2000 ml	90 cm	04/02/2000S/90	18728179

HMN: 15.25.07.0003

Verpackung: steril

Der **CARE FLOW BAG** dient als Sichtschutz für die **CARE FLOW UB 2000/ UB 2000S** als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

CARE FLOW BAG

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist blau, bei 40° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



Artikelnummer	PZN
04/99/01/945	09764331

HMN: 15.99.99.0009

Verpackung: unsteril

CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel

Steriler Bettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Ein Rücksteckschlitz garantiert die sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	
2000 ml	110 cm	04/04/2000/110/GHC	08871289	HMN: 15.25.06.3037

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch
Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



BelüftungsfILTER
Ein bakterien- und flüssigkeitsdichter BelüftungsfILTER sorgt für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US

Sterile/Unsterile Einmalbettbeutel und Halterung

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T-Ablassventil sicher entleert. Das Produkt ist für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ T-Ablasshahn.




Produkt	Volumen	Sterilität	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000E	2000 ml	Steril	90 cm	04/04/2000/90/GHC	16047274	15.25.06.3025
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549	15.25.06.1047
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487	15.25.06.1047

UB 2000E: **Verpackung:** steril
UB 2000US: **Verpackung:** unsteril

Halterung für UB 2000E, UB 2000US

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel UB 2000E an ihren vorgestanzten Ösen.
- ✓ Auch für die Aufnahme der geschlossenen Urindrainagesysteme UB 1000 geeignet.



Artikelnummer	PZN	
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951	HMN: 15.99.99.0010

Verpackung: nicht steril

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.



Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	15.25.06.0034
SB 1500USo	1500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

Verpackung: unsteril

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN	HMN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951	15.99.99.0010

Verpackung: unsteril

CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesystem

Beinbeutelsystem für Tag & Nacht

Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Nadelfreie Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Tropfkammer
Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Halterungen für Beinbeutel ab Seite 70.

CARE FLOW UB 750 + 750US steril/unsteril

Beinbeutelssysteme für den mobilen Anwender

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Nadelfreie Urinentnahmestelle.



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750)

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750/10/GHC	06718862	steril
750 ml	30 cm	04/01/750/30/GHC	09772046	steril
750 ml	50 cm	04/01/750/50/GHC	06718879	steril

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität	
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716	unsteril	HMN: 15.25.05.1096
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427	unsteril	HMN: 15.25.05.1142
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543	unsteril	HMN: 15.25.05.1096

Verpackung: steril / unsteril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse
Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Halterungen für Beinbeutel ab Seite 70.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 750F + UB 750UF steril/unsteril

Beinbeutelssystem für den mobilen Anwender mit Kippventil

Produktspezifikationen:

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres besonderen Kippventils entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Nadelfreie Urinentnahmestelle.



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750F)

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750F/50/GHC	12371500	steril

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750UF/50/GHC	12371517	unsteril

Verpackung: steril / unsteril

HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750UF)



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse
Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn
Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablaufschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

Halterungen für Beinbeutel ab Seite 70.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 750A

Beinbeutelsystem für den mobilen Anwender

Produktspezifikationen:

- ✓ Diskret zu tragen, da besonders **flach**.
- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Der Beinbeutel hat keine Urinentnahmestelle am Stufenkonnektor.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
750 ml	10 cm	04/01/750A/10/GHC	12371523	15.25.05.3107
750 ml	30 cm	04/01/750A/30/GHC	12371546	15.25.05.3108
750 ml	50 cm	04/01/750A/50/GHC	12371552	15.25.05.3109
750 ml	70 cm	04/01/750A/70/GHC	19438785	

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Der Beutel verfügt über einen sehr diskreten Konnektor, weshalb er kaum aufträgt.



Doghouse
Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Halterungen für Beinbeutel ab Seite 70.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 500 + UB 500US steril/unsteril

Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Produktspezifikationen:

- ✓ Diskret zu tragen, da besonders **flach**.
- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Nadelfreie Urinentnahmestelle.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500/10/GHC	09084990	steril
500 ml	30 cm	04/01/500/30/GHC	12341203	steril
500 ml	50 cm	04/01/500/50/GHC	09085009	steril

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500US/10/GHC	09085015	unsteril
500 ml	30 cm	04/01/500US/30/GHC	12341410	unsteril
500 ml	50 cm	04/01/500US/50/GHC	09085021	unsteril

Verpackung: steril / unsteril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Vliesbeschichtung
Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Drei Kammern
Aufgrund der drei Kammern, verteilt sich der Urin im System gleichmäßiger. So lässt sich der Beinbeutel auch im gefüllten Zustand noch diskreter unter der Kleidung tragen.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Halterungen für Beinbeutel ab Seite 70.

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW KB1000

Geschlossenes Urindrainagesystem für Kinder

Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage erzielt.
- ✓ Zwillingshalter und zusätzliche Kordel ermöglichen eine sichere Befestigung an Bettholmen.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
1000 ml	90 cm	04/02/1000/90/GHC	19146953

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Zwillingshalter
Zwillingshalter sind fest mit dem Beutelmaterail verschweißt, um einen sicheren Halt an Bettholmen zu gewährleisten. Der Befestigung kann zusätzlich mit der Kordel erfolgen.



Tropfkammer
Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

CARE FLOW UB210

1-Kammer Urinbeutel für Kinder

Produktspezifikationen:

- ✓ Kleiner Urinbeutel für Kinder und Säuglinge.
- ✓ Der Stufenkonnektor sichert den Halt am Katheter und die Urinaufnahme im Beutel, auch bei der Positionierung an liegenden Kindern oder Säuglingen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beutel.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Artikelnummer	PZN
210 ml	04/01/210/GHC	19146976

Verpackung: steril



Stufenkonnektor
Die spezielle Ausrichtung des Stufenkonnektor sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter.



Ablasshahn
Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

CARE FIX
Kletthaltebänder Premium-Set Universal

Produktspezifikationen:

- ✓ Set bestehend aus:
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels. Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen sicheren Halt am unteren Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Bänder haben eine aufgenähte Lasche zur Fixierung des Beinbeutelschlauches.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband, individuell kürzbar, zum Tragen am Ober- oder Unterschenkel.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.
- ✓ Die Care Fix Premium-Sets eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



HMN: 15.99.99.0008

Kletthalteband mit Klettschlaufen

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/10/BKL/Par/GHC	09241099

Verpackung: unsteril

- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln



- ✓ Das Premium-Set mit Knöpfen (Art.-Nr. 05/01/BKL/Pre/03) mit zusätzlich vier aufgenähten Knöpfen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.

Kletthalteband mit Knöpfen

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/10/BKL/03/GHC	12357931

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008

CARE FIX
Kletthaltebänder Universal und Premium

Produktspezifikationen:

- ✓ Kletthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband, individuell kürzbar, zum Tragen am Ober- oder Unterschenkel.
- ✓ Das Kletthalteband ist bis 60° waschbar und somit für den mehrmaligen Einsatz ausgelegt.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/10/BKL/Uni/GHC	06718968

HMN: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril

Pflegehinweise:

- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Zusätzlich beim Premium-Klettband

- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.



Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/10/BKL/Pre/GHC	06906196

HMN: 15.99.99.0008

Verpackung: unsteril

CARE FIX
Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche

Produktspezifikationen:

- ✓ Weiche, gerippte Beinbeutelfixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Komfortable und sichere Fixierung am Oberals auch am Unterschenkel.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Besonders einfaches Anlegen dank extra breitem Klettverschluss (Art.-Nr. 05/02/10).
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 750A, UB 500 und UB 500US.

Fixierstrumpf mit Klettverschluss

Größe	Artikelnummer	PZN
S	05/02/10/US/S/GHC	07126649
M	05/02/10/OS/M/GHC	08845748
L	05/02/10/OS/L/GHC	08876513
XL	05/02/10/OS/XL/GHC	08871272
XXL	05/02/10/OS/XXL/GHC	08880957

Größenumfang: S = 25-40 cm, M = 35-45 cm, L = 40-60 cm, XL = 50-60 cm, XXL = 60-85 cm
Verpackung: unsteril

Pflegehinweise:

- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Fixierstrumpf ohne Klettverschluss

Größe	Artikelnummer	PZN
S	05/02/11/US/S/GHC	07126313
M	05/02/11/OS/M/GHC	07126023
L	05/02/11/OS/L/GHC	07126017
XL	05/02/11/OS/XL/GHC	12418555

Größenumfang: S = 30-45 cm, M = 45-56 cm, L = 55-80 cm, XL = 65-95 cm
Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

HMN: 15.99.99.0009

CARE FIX
Stulpe

Produktspezifikationen:

- ✓ Stulpe aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, die einen bestmöglichen Halt der Stulpen ermöglichen.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



Pflegehinweise:

- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Oberschenkel.

Stulpe

Größe	Artikelnummer	PZN
M	05/02/12/M/GHC	09080377
L	05/02/12/L/GHC	09080383
XL	05/02/12/XL/GHC	09080408

HMN: 15.99.99.0009

Größenumfang: M = 54 cm, L = 58 cm, XL = 61 cm
Verpackung: unsteril



CARE FIX
Unterschenkelstulpe

Produktspezifikationen:

- ✓ Stulpe aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, die einen bestmöglichen Halt der Stulpen ermöglichen.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme:
UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



Pflegehinweise:

- 60° 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Unterschenkel.

Unterschenkelstulpe

Größe	Artikelnummer	PZN	
S	05/02/13/S/GHC	09080414	
M	05/02/13/M/GHC	09080420	
L	05/02/13/L/GHC	09080437	HMN: 15.99.99.0009

Größenumfang: S = 32 cm, M = 35 cm, L = 37 cm,
Verpackung: unsteril



CARE FIX
Einbeinhose Premium

Produktspezifikationen:

- ✓ Premium Einbeinhose aus weichem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Individuell einstellbarer, breiter Hüftgürtel mit rückseitigen Silikonstreifen zur besseren Fixierung.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Sie eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



Pflegehinweise:

- 60° 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Gemessen wird der Hüftumfang.

Einbeinhose Premium

Größe	Artikelnummer	PZN	
M	05/02/14/M/GHC	09080443	
L	05/02/14/L/GHC	09080466	
XL	05/02/14/XL/GHC	09080472	HMN: 15.99.99.0009

Größenumfang: M = 85-95 cm, L = 90-100 cm, XL = 98-120 cm
Verpackung: unsteril



Produktspezifikationen:

- ✓ Die Anwendung des Qufora® IrriSedo MiniGo ist einfach zu erlernen.
- ✓ Der Einwegkonus hat eine hydrophile Beschichtung, die sofort einsatzbereit ist, sobald sie mit Wasser in Berührung kommt. Dies gewährleistet eine schnelle und schonende Irrigation.
- ✓ Wasser wird durch Zusammendrücken der weichen Handpumpe in das Rektum eingespült. Die Handpumpe kann mehrmals ohne Nachfüllen betätigt werden.
- ✓ Der Konus wird in einem diskreten Konusbeutel geliefert, der eine hygienische Handhabung und Entsorgung des Konus ermöglicht.



Inhalt:
Basisset MiniGo 15:
 1 Handpumpe, max. 180 ml, 15 Rektalkonen
Basisset MiniGo 30:
 1 Handpumpe, max. 180 ml, 30 Rektalkonen
Verbrauchsset MiniGo 15:
 15 Rektalkonen
Basisset MiniGo small 30:
 1 Handpumpe, 30 Rektalkonen (Small)
Basisset MiniGo FLEX 30:
 1 Handpumpe, 30 Rektalkonen
Basisset MiniGo FLEX Small 30:
 1 Handpumpe, 30 Rektalkonen (Small)



Qufora® IrriSedo MiniGo + MiniGo FLEX

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Basisset MiniGo 15	98/01/10/02/01	16840831	03.36.01.1017
Basisset MiniGo 30	98/01/10/02/02	16840854	03.36.01.1017
Verbrauchsset MiniGo 15	98/01/10/02/03	16840848	03.36.08.0002
MiniGo Small Basisset 30	98/01/10/02/16	19106669	03.36.01.1026
MiniGo FLEX Basisset 30	98/01/10/02/18	19106675	03.36.01.1025
MiniGo FLEX Small Basisset 30	98/01/10/02/19	19106681	03.36.01.1025

Verpackung: unsteril | **Anwendungsdauer:** Handpumpe: 1 Monat, Rektalkonus: Einmalgebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Praktischer Wasserbehälter, kann freistehend auf dem Boden, einer nahegelegenen Ablage oder hängend platziert werden.
- ✓ Mit nur einem Schritt fertig für die Anwendung, Flow Konus und Schlauch lassen sich einfach zusammenstecken.
- ✓ Sanfter Flow Konus zur Einmalverwendung mit Gleitmittelbeschichtung. Kurz in Wasser tauchen, um die Gleitmittelbeschichtung zu aktivieren. Diese ermöglicht ein leichtes Einführen und Entfernen.
- ✓ Der Wasserregler ermöglicht die individuelle Steuerung bei Nutzung der Schwerkraft. Mit der intuitiven Steuerung ist es einfach, den Wasserfluss genau einzustellen.
- ✓ Ideal für Menschen, die:
 - Eine gute Handfunktion besitzen
 - Den Konus während der Irrigation festhalten können
 - Sicher auf der Toilette sitzen



Qufora® IrriSedo Flow

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Starterset Flow 15	98/01/10/02/05	18080399	03.36.01.1018
Basisset Flow 15	98/01/10/02/04	18080382	03.36.01.1018
Verbrauchsset Flow 15	98/01/10/02/06	18080413	03.36.08.0005

Verpackung: unsteril | **Anwendungsdauer:** Wasserbehälter mit Handpumpe und Wasserregler: 1 Monat, Flow Konus: Einmalgebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Qufora® IrriSedo Klick verfügt über einen Rektalkatheter mit einem wasserbefüllbaren Ballon, der den Katheter während der Irrigation im Rektum hält.
✓ Diese Eigenschaft macht Qufora® IrriSedo Klick zu einer idealen Lösung für Menschen, die Schwierigkeiten haben, einen Konus in Position zu halten, und die eine komfortable Nutzung ohne Festhalten bevorzugen.
✓ Der Ballonkatheter hat eine hydrophile Beschichtung und ist nach Kontakt mit Wasser sofort einsatzbereit.
✓ Dank Schlauchverbindung mit einfach bedienbarem Klick-Konnektor ist die Anwendung auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit und Handmotorik möglich.
✓ Das Wasser kann entweder durch Nutzung der Schwerkraft oder mit der Handpumpe eingebracht werden.
✓ Der Rektalkatheter wird in einem diskreten Katheterbeutel geliefert, der auch für die hygienische Entsorgung des gebrauchten Katheters verwendet werden kann.
✓ Ideal für Menschen, die:
• Einen schwachen Schließmuskel haben.
• Ein selbstständiges oder unterstütztes Darmmanagement im Sitzen benötigen.
• Eine eingeschränkte Finger- und Handfunktion haben.

Inhalt:
Basisset:
1 Regler und Pumpe, 1 Befestigungsband,
1 Wasserbehälter 1500 ml, 15 Ballonkatheter,
1 Klick-Schlauch, 1 Saugnapf, 1 Aufbewahrungstasche
Verbrauchsset:
1 Wasserbehälter 1500 ml, 1 Klick-Schlauch,
15 Ballonkatheter



Qufora® IrriSedo Klick

Table with 4 columns: Produkt, Artikelnummer, PZN, HMN. Rows include Basisset, 15 Ballonkatheter, 1 Wasserbehälter 1500 ml, 1 Klick-Schlauch, and Verbrauchsset.

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: Regler: 90 Anwendungen, Wasserbehälter/Klick-Schlauch: 1 Monat, Ballonkatheter: Einmalgebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Weicher, flexibler Katheter mit abgerundeter Spitze mit zwei Wasseröffnungen für eine angenehme Anwendung.
✓ Leicht zusammendrückbarer Behälter ermöglicht einfache Anwendung.
✓ Anwendung zuhause oder unterwegs durch kleinen Behälter mit Kapazität von 175 ml Wasser.
✓ Durch Wasserkontakt aktivierte gleitfähige Beschichtung des Katheters.
✓ Eine großzügige Katheter-Basis und ein Einwegventil verhindern, dass der Wasserbehälter mit Ausscheidungen in Berührung kommt oder sie bei der Anwendung in das Produkt zurückfließen könnten.
✓ Ohne Naturlatex hergestellt.
✓ Behälter kann bis zu 30 Mal verwendet werden.
✓ Kann von Erwachsenen und Kindern ab drei Jahren verwendet werden.



Inhalt:
Peristeen® Light TAI System:
Wasserbehälter, 15 Konuskatheter
Peristeen® Light System:
Wasserbehälter, 30 Konuskatheter

Coloplast; Peristeen Light

Table with 4 columns: Produkt, Artikelnummer, PZN, HMN. Rows include Peristeen® Light TAI System, Peristeen® Light System, and Peristeen® Light 15 Konuskatheter.

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: Handpumpe: 1 Monat, Rektalkonus: Einmalgebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Peristeen® Plus mit Ballonkatheter ist ein Komplettsystem zur transanal Irrigation auf Wasserbasis.
- ✓ Mit Hilfe eines Ballonkatheters wird Wasser über das Rektum in den Darm eingespült.
- ✓ Der Ballonkatheter hilft, eine Abdichtung im Rektum herzustellen, um das Wasser im Darm zu halten.
- ✓ Ist in zwei Größen erhältlich:
Standard und Small.



Peristeen® Plus
Standard für Erwachsene

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Peristeen® Plus System Standard mit Kulturbeutel	98/01/13/01/01	17179291	03.36.01.1002
Peristeen® Plus System ohne Kulturbeutel	98/01/13/01/02	17179316	03.36.01.1002
Peristeen® Plus Ballonkatheter Standard	98/01/13/03/01	17179322	03.36.08.0003
Peristeen® Plus Wasserbeutel	98/01/13/03/04	17938733	03.36.09.2001

Inhalt:
Peristeen® Plus System Standard mit Kulturbeutel:
1 Kontrolleinheit, 2 Ballonkatheter Standard,
1 Wasserbeutel (inkl.Schraubverschluss),
2 Befestigungsbänder, 1 Schlauch, 1 Kulturbeutel
Peristeen® Plus System ohne Kulturbeutel:
s.o. nur ohne Kulturbeutel
Peristeen® Plus Ballonkatheter Standard:
15 Stück
Peristeen® Plus Wasserbeutel:
1 Stück

Peristeen® Plus Small für Kinder ab 3 Jahren

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Peristeen® Plus Small mit Kulturbeutel	98/01/13/01/03	17179368	03.36.01.1006
Peristeen® Plus System ohne Kulturbeutel	98/01/13/01/04	17179380	03.36.01.1006
Peristeen® Plus Ballonkatheter Small	98/01/13/03/02	17179397	03.36.08.0003
Peristeen® Plus Wasserbeutel	98/01/13/03/04	17938733	03.36.09.2001

Inhalt:
Peristeen® Plus Small mit Kulturbeutel:
1 Kontrolleinheit, 2 Ballonkatheter Small,
1 Wasserbeutel (inkl.Schraubverschluss),
2 Befestigungsbänder, 1 Schlauch, 1 Kulturbeutel
Peristeen® Plus System ohne Kulturbeutel:
s.o. nur ohne Kulturbeutel
Peristeen® Plus Ballonkatheter Small:
15 Stück
Peristeen® Plus Wasserbeutel:
1 Stück

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: 15-90 Tage je nach Produkt

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Peristeen® Plus Konuskatheter ist eine Alternative zum Ballonkatheter und kompatibel mit dem vorhandenen Peristeen Plus TAI System.
- ✓ Die hydrophile Beschichtung erleichtert das Einführen des Katheters.
- ✓ Der Anwender kann wählen, ob er den Konus am Fingergriff oder unter der Basisplatte halten möchte, um seine persönliche Präferenz zu berücksichtigen.
- ✓ Das Design des Konuskatheters bietet dem Patienten außerdem zusätzlichen Platz, um den Katheter während der Irrigation an Ort und Stelle zu halten.



Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Peristeen® Plus System / Konuskatheter mit Kulturbeutel	98/01/13/02/01	17179428	03.36.01.1016
Peristeen® Plus System / Konuskatheter ohne Kulturbeutel	98/01/13/02/02	17179434	03.36.01.1016
Peristeen® Plus Konuskatheter	98/01/13/02/03	17179440	03.36.08.0001
Peristeen® Plus Wasserbeutel	98/01/13/03/04	17938733	03.36.09.2001

Inhalt:
Peristeen® Plus mit Kulturbeutel:
1 Kontrolleinheit, 2 Konuskatheter,
1 Wasserbeutel (inkl.Schraubverschluss),
2 Befestigungsbänder, 1 Schlauch, 1 Kulturbeutel
Peristeen® Plus ohne Kulturbeutel:
s.o. nur ohne Kulturbeutel
Peristeen® Plus Konuskatheter:
15 Stück
Peristeen® Plus Wasserbeutel:
1 Stück

Zubehör für alle Peristeen® Plus Systeme

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Peristeen® Plus Schlauch	98/01/13/04/01	17179351	03.36.09.1001
Peristeen® Plus Befestigungsband	98/01/13/05/01	17179345	03.99.99.0002

Inhalt:
Peristeen® Plus Schlauch:
2 Schläuche
Peristeen® Plus Befestigungsband:
10 Sets mit 2 Befestigungsbändern

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: 15-90 Tage je nach Produkt

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Manuelle Irrigation mit geringem Volumen zur Entleerung des unteren Teils des Darms.
- ✓ Ergonomischer Gebrauch durch Passform für die Hand geformt.
- ✓ Leicht drückbarer Behälter mit bis zu 185 ml Fassungsvermögen.
- ✓ Angenehmes Einführen durch abgerundete Spitze.
- ✓ Hygienisch für eine komfortable Nutzung.
- ✓ Verlängerungsschlauch kann für zusätzliche Reichweite angeschlossen werden.
- ✓ Einsatz für Erwachsene, Jugendliche und Kindern ab drei Jahren.



Inhalt:
Navina Mini Start Set:
1 Wasserbehälter, 5 Rektalkonen,
1 Verlängerungsschlauch
Navina Mini Set:
1 Wasserbehälter, 30 Rektalkonen
Navina Mini Extension Set:
1 Wasserbehälter, 30 Rektalkonen,
1 Verlängerungsschlauch
Navina Mini Refill Set:
30 Rektalkonen

Wellspect; Navina Mini Start Set, Mini Set, Mini Extension Set und Mini Refill Set

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Navina Mini Start Set	02/05/10/22	19059496	03.36.01.1021
Navina Mini Set	02/05/10/23	19059504	03.36.01.1022
Navina Mini Extension Set	02/05/10/24	19059510	03.36.01.1023
Navina Mini Refill Set	02/05/10/25	19059527	03.36.01.0011

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: Handpumpe: 1 Monat, Rektalkonus: Einmalgebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Elektronische Kontrolleinheit, die den Ballon aufbläst und Wasser in den Darm instilliert.
- ✓ Die Sensortasten sind leicht zu bedienen, auch bei eingeschränkter Handfunktion.
- ✓ Navina Smart verfügt über integrierte Sicherheitsfunktionen für die maximale Ballongröße, das Wasservolumen und die Wasserdurchflussrate.
- ✓ Die Navina Smart App dient als Irrigationstagebuch zur Kontrolle und Auswertung der Therapieergebnisse.
- ✓ Für Kinder ab 3 Jahren (Small und Cone) und Erwachsene (Regular).



Inhalt:
Navina Smart-System Regular:
1 Navina Smart-Kontrolleinheit mit Ladegerät und Netzteil, 1 Wasserbehälter, 1 Schlauchset, 2 Rektalkatheter Regular, 1 Navina Tragetasche
Navina Smart-System Small:
s.o. mit 2 Rektalkatheter Small
Navina Smart-System Cone:
s.o. mit 2 Konuskathetern

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Navina Smart-System Regular	02/05/10/15	11870431	03.36.01.3001
Navina Smart-System Small	02/05/10/17	14261537	03.36.01.3002
Navina Smart-System Cone	02/05/10/16	14261520	03.36.01.3003

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: 400 Anwendungen oder 2 Jahre ab dem ersten Gebrauch

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

Alle Navina Verbrauchsmaterialien- und Rektalkatheter-Sets sind mit Navina Smart kompatibel. Zubehörset auf Anfrage separat erhältlich.

Produktspezifikationen:

- ✓ Kontrolleinheit mit Ein- und Ausschaltknopf für die Wasserinstillation.
- ✓ Die beiden Handpumpen erleichtern das Aufpumpen und die Kontrolle des Ballons und der Wasserinstillation.
- ✓ Intuitive und farblich gekennzeichnete Symbole.
- ✓ Die Ballonkatheter mit flexiblem und bewährtem Ballon dichten das Rektum ab und sorgen dafür, dass der Katheter an seinem Platz bleibt.
- ✓ Der Konus für einfaches Einführen und minimalen Wasser austritt. Ab 3 Jahren.
- ✓ Alle Rektalkatheter sind aus weichem und flexiblem Material mit gleitfähiger hydrophiler Oberfläche für ein einfaches Einführen und Herausziehen.

Wasserbehälter

- ✓ Robuster und stabiler 1,5-Liter-Behälter, der bei Nichtgebrauch platzsparend zusammengeklappt werden kann.
- ✓ Zwei Skalen erleichtern sowohl das Einfüllen des gewünschten Volumens als auch die Kontrolle der instillierten Wassermenge.
- ✓ Der Deckel lässt sich auch bei eingeschränkter Handfunktion leicht öffnen und schließen.
- ✓ Praktisches Band zum Anheben und Aufhängen des Wasserbehälters.
- ✓ Integrierter Deckel (keine Montage erforderlich).



Navina Classic Small für Kinder ab 3 Jahre

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Navina Classic-System Small	02/05/10/05	14261483	03.36.01.1014
Navina Classic-System Nachfüllset Small	02/05/10/06	14261508	03.36.01.1014
Verbrauchsmaterialien-Set Small	02/05/10/20	14261566	03.36.08.0010

Inhalt:
Navina Classic-System Small:
1 Navina Classic-Kontrolleinheit, 1 Wasserbehälter,
1 Schlauchset, 2 Rektalkatheter Small,
Navina Tragetasche
Classic System 1 Zubehör Small:
s.o. nur ohne Tragetasche
Verbrauchsmaterialien Set Small:
1 Wasserbehälter, 15 Rektalkatheter Small

Navina Classic Cone für Kinder ab 3 Jahre und Erwachsene

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Navina Classic-System Cone	02/05/10/03	14261460	03.36.01.1015
Navina Classic-System Nachfüllset Cone	02/05/10/04	14261477	03.36.01.1015
Verbrauchsmaterialien-Set Cone	02/05/10/19	14261543	03.36.08.0009

Inhalt:
Navina Classic-System Cone:
1 Navina Classic-Kontrolleinheit,
1 Wasserbehälter, 1 Schlauchset,
2 Konen, Navina Tragetasche
Classic-System Nachfüllset Cone:
s.o. nur ohne Tragetasche
Verbrauchsmaterialien Set Cone:
1 Wasserbehälter, 15 Konen

Produkt	Artikelnummer	PZN	HMN
Navina Classic-System Regular	02/05/10/07	11870230	03.36.01.1012
Navina Classic-System Nachfüllset Regular	02/05/10/02	11870402	03.36.01.1012
Verbrauchsmaterialien-Set Regular	02/05/10/18	11870299	03.36.08.0008

Inhalt:
Navina Classic-System Regular:
1 Navina Classic-Kontrolleinheit,
1 Wasserbehälter, 1 Schlauchset,
2 Rektalkatheter Regular, Navina Tragetasche
Navina Classic-System Zubehörset Regular:
s.o. nur ohne Tragetasche
Verbrauchsmaterialien Set Regular:
1 Wasserbehälter, 15 Rektalkatheter Regular

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: 15-90 Tage je nach Produkt

Verpackung: unsteril | Anwendungsdauer: 15-90 Tage je nach Produkt

CARE DRESS
Suprapubisches Verbandset

Produktspezifikationen:

- ✓ Suprapubisches Verbandset zur optimalen Versorgung der suprapubischen Punktionsstelle.
- ✓ Das beigefügte kleinere Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters an der Bauchdecke und verhindert so ein Verrutschen des Katheters.



Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm
- 1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm
- 3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN	VE
08/02/10/25/VS/GHC	06718974	25 Stk.
08/02/10/01/VS/GHC	13901526	1 Stk.

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

CARE DRESS
Abdominales PEG Verbandset

Produktspezifikation:

- ✓ Abdominales PEG Verbandset zur optimalen Versorgung der PEG-Punktionsstelle.



Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 12 x 15 cm
- 2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/PEG/GHC	05461059

Verpackung: steril | Verpackungseinheit: 15 Sets

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BIOPSIE

Automatisches Einmalbiopsie-Gerät

Produktspezifikationen:

- ✓ Gewinnung hochwertiger histologischer Proben von Weichteilgewebe durch starke Feder und 20 mm Kerbe.
- ✓ Spezielle geräuscharme Dämpfung für mehr Patientenkomfort.
- ✓ Hochwertige und leichte Bauweise ermöglicht einfache, bequeme und gut kontrollierbare Bedienung.
- ✓ 2 Auslöser (an der Seite und am Rücken) mit vollautomatischem Modus.
- ✓ Einhändig bedienbar, daher sehr gut für Prostatabiopsien geeignet.
- ✓ Zentimetermarkierungen zur präzisen Bestimmung der Eindringtiefe.
- ✓ Gute Sichtbarkeit der Spitze mit Ultraschall.



Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
16G	10 cm	06/01/13/02/16/10	14384398
16G	15 cm	06/01/13/02/16/15	14384406
18G	20 cm	06/01/13/02/18/20	14384441
18G	25 cm	06/01/13/02/18/25	14384458

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen

BIOPSIE

Biopsie- und Chibanadeln

Produktspezifikation:

- ✓ Patentierte Ansatzausführung, fixierte Nadelhülle am Ansatz.
- ✓ Verschiedene Nadelgrößen erkennbar durch farbige Ansatzführung.
- ✓ Graduierung auf der Nadel.
- ✓ Ultraschallsichtbare Spitze.



Mehrfachschussgerät – offen



Mehrfachschussgerät – geschlossen

Model	Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
Biopsienadel Promag ultra 2.2	18Ga	20 cm	06/02/11/01/18/20/MPF	06768481
Biopsienadel Promag ultra 2.5/Möller Medical	18Ga	20 cm	06/02/11/18/20/MPF	04210094
Biopsienadel Promag ultra 2.5/Möller Medical	18Ga	25 cm	06/02/11/18/25/MPF	04503011
Biopsienadel Promag ultra 2.5/Möller Medical	20Ga	16 cm	06/02/11/20/16/MPF	04503063
Biopsienadel Promag ultra 2.5/Möller Medical	20Ga	20 cm	06/02/11/20/20/MPF	04503152
Biopsienadel Bard Magnum	18Ga	20 cm	06/02/12/18/20/MPF	07567224
Biopsienadel Bard Magnum	18Ga	25 cm	06/02/12/18/25/MPF	04507291
Biopsienadel Bard Magnum	20Ga	20 cm	06/02/12/20/20/MPF	06767961
Chiba-Nadel	20Ga	15 cm	01/03/98/01/01	09190812
Chiba-Nadel	22Ga	20 cm	01/03/98/02/08	00295372
Biopsieschussapparat/Möller Medical (Mehrfachschussgerät) RBG-1000			06/01/13/01/01	14384636

Verpackung: steril

Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich // Abbildungen können vom Original abweichen



Ansprechpartner

Vertriebsbüro

Allgemein Tel. 0461-406862-400
ad-buero@mpf-medical.de Fax. 0461-406862-499

Abrechnung

Allgemein Tel. 0461-406862-600
abrechnung@mpf-medical.de Fax. 0461-406862-699

Buchhaltung

Allgemein Tel. 0461-57200-700
buchhaltung@mpf-medical.de Fax. 0461-57200-799

Öffnungszeiten:

Montag - Donnerstag: 08:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 08:00 - 14:00 Uhr



Birkstück 16
24999 Wees
Tel. 0461/406 862-0
Fax 0461/406 862-99
info@mpf-medical.de
www.mpf-medical.de



Für jeden Bedarf
genau die richtige
Versorgung.



Langjährige Erfah-
rung, Kompetenz und
herstellerunabhängige
Produktpalette.



Patienten-
individuelle
Beratung und
Einweisung.



MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH
Birklück 16
24999 Wees/Flensburg
Tel. +49 (0) 461 / 406 862 0
Fax +49 (0) 461 / 406 862 99
info@mpf-medical.de
www.mpf-medical.de